

Anti-Matrilin-2 (Matn2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00339

Artikelnummer: CM0021006

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Matrilin-2 (MATN2) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Erkennt ein 107 kDa Protein; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrixanordnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MATN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MATN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4147
GenID	4147
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800 bis zum C-Terminus des humanen MATN2 (NP_001304677.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O00339
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel