

Anti-Matrin 3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Artikelnummer: CM0002302

Einführung

Dieser Matrin 3-Kaninchen-monoklonaler Antikörper detektiert spezifisch humanes Matrin 3 (P43243) und reagiert mit Maus- und Ratten-Matrin 3 kreuz. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, Zielgröße ca. 95 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Matrin 3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9782
Gen-ID	9782
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem Matrin 3 (P43243) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43243
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel