

Anti-Matrin 3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Artikelnummer: CM0028922

Einführung

Matrin 3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (P43243) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kernmatrix, Transkription, RNA-Bindung und angeborene Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Matrin 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9782
GenID	9782
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 747-847 des menschlichen Matrin 3 (NP_001181884.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43243
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel