

Anti-Matrix Metalloproteinase-11 (Mmp11/Stromelysin-3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24347

Artikelnummer: CM0002042

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MMP11, validiert für WB und ELISA. Erkennt MMP11 in humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Krebs- und Stromabiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4320
GenID	4320
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 389-488 von humanem MMP11 (P24347) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24347
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel