


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Mbd2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubb5

Artikelnummer: CM0008108



Einführung

Der kaninchen-monoklonale Anti-MBD2-Antikörper detektiert menschliches und murines MBD2 mittels WB und ELISA. Ideal für die Forschung zur DNA-Methylierung, zum Chromatin-Remodeling und zur Genstilllegung in der Krebsforschung und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBD2-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8932
Gen-ID	8932
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen MBD2 (Q9UBB5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UBB5
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlbeutel