

Anti-Mbd3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095983

Artikelnummer: CM0006208



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes MBD3. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte MBD3. Geeignet für Studien zur Chromatinremodellierung und Gen-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBD3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MBD3; methyl-CpG-binding domain protein 3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	53615
GenID	53615
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem MBD3 (095983) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095983
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel