

Anti-Mbd3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095983

Artikelnummer: CM0022246



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MBD3, eine Komponente des NuRD-Komplexes, der Chromatin umbaut und Transkription reprimiert. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Vorhergesagtes Molekulargewicht 33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBD3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MBD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	53615
GenID	53615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-255 von menschlichem MBD3 (NP_001268383.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	095983
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel