

Anti-Mbl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11226

Artikelnummer: CM0025177



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MBL2 (Mannose-bindendes Lektin), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des Lektin-Komplementwegs in der Forschung zur angeborenen Immunität. - P11226

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4153
Gen-ID	4153
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-248 von humanem MBL2 (NP_000233.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11226
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel