

Anti-Mbnl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr56

Artikelnummer: CM0026895



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MBNL1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Regulation des alternativen Spleißens in der Muskel- und Herzmuskelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBNL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EXP; MBNL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4154
Gen-ID	4154
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 280-380 von humanem MBNL1 (NP_997176.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NR56
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel