

Anti-Mbnl1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Artikelnummer: CM0004273



Einführung

Hochwertiger MBNL1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen mit humaner Spezifität. Ideal für die Forschung zur alternativen Spleißregulation, vermittelt durch Muscleblind-like Protein 1, einschließlich der Prozessierung von kardialem Troponin-T und Insulinrezeptor-prä-mRNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBNL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EXP; MBNL; MBNL1
Spezies	Human
Gen-ID	4154
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 289-388 von humanem MBNL1 (Q9NR56) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NR56
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel