

Anti-Mbtps1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14703

Artikelnummer: CM0023050



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MBTPS1 (S1P/SKI-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Forschung zu Cholesterinstoffwechsel, ER-Stress, Lysosomenbiogenese und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBTPS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8720
GeneID	8720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 803-1052 von humanem MBTPS1 (NP_003782.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14703
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Eisbeutel