

Anti-Mbtps1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14703

Artikelnummer: CM0004363



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MBTPS1 (S1P/PCSK8), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der SREBP-Spaltung, der Lysosomenbiogenese und von ER-Stress-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MBTPS1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8720
Gen-ID	8720
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 953-1052 des humanen MBTPS1 (NP_003782.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14703
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel