

Anti-Mc1-Rezeptor Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01726

Artikelnummer: CM0002968



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen MC1-Rezeptor (MSH-R) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Forschung an Melanocortin-Signalisierung und Pigmentierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MC1-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1-Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4157
GenID	4157
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 des menschlichen MC1-Rezeptors (Q01726) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01726
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel