

Anti-Mc1-Rezeptor-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01726

Artikelnummer: CM0014274



Einführung

Anti-MC1-Rezeptor Kaninchen-pAk, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Melanozyten-stimulierenden Hormonrezeptor, der an der Melanogenese beteiligt ist. Ideal für GPCR-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MC1-Rezeptor Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1-Rezeptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4157
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-317 des menschlichen MC1-Rezeptors (NP_002377.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01726
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel