


Anti-Mc5-Rezeptor Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33032

Artikelnummer: CM0011347



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen MC5-Rezeptor (MC5R, MC-2) für WB und ELISA gerichtet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für GPCR-Signalisierung und Melanokortin-Forschung. Vorhergesagtes MG 37 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MC5-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MC2; MC5-Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID	4161
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen MC5-Rezeptors (P33032) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33032
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel