


Anti-Mcat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ivs2

Artikelnummer: CM0017562



Einführung

MCAT Kaninchen pAb für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen; zielt auf humane Malonyl-CoA-Acyl-Carrier-Protein-Transacylase, mitochondrial; rekombinantes Immunogen, 43kDa. Ideal für die Erforschung der Fettsäurebiosynthese und Mitochondrienbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
Spezies	Mensch
GeneID (human)	27349
GeneID	27349
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 191-390 des humanen MCAT (NP_775738.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IVS2
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel