


Anti-Mccc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rq3

Artikelnummer: CM0014812



Einführung

Dieses polyklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen humanes MCCC1 und wurde für die Anwendungen WB, IHC-P und ELISA validiert. Es kreuzreagiert mit Maus und Ratte und unterstützt die Forschung im Bereich Leucinstoffwechsel und verwandter Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 640-725 von humanem MCCC1 (NP_064551.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RQ3
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel