


Anti-Mccc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Artikelnummer: CM0017390



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MCCC2 (MCCB), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Methylcrotonoyl-CoA-Carboxylase im Leucin-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCCC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	64087
GeneID	64087
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 284-563 von humanem MCCC2 (NP_071415.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCC0
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel