


Anti-Mccc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Artikelnummer: CM0025965



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MCCC2 (MCCB), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Leucin-Katabolismus- und Mitochondrien-Carboxylase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64087
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 284-563 von menschlichem MCCC2 (NP_071415.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCC0
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel