

Anti-Mcee Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pe7

Artikelnummer: CM0018346



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MCEE (Methylmalonyl-CoA-Epimerase, mitochondrial), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Für Forschungszwecke bei Studien zum Propionyl-CoA-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCEE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
Spezies	Mensch
Gen-ID	84693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-176 des menschlichen MCEE (NP_115990.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96PE7
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel