

Anti-Mcl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q07820

Artikelnummer: CM0023569



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MCL1 (Mcl-1, Bcl2-L-3) für Western Blot. Erkennt alle Isoformen; beteiligt an der Apoptoseregulation. Peptid-Immunogen innerhalb der Aminosäuren 100-200.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Spezies	Human
GeneID (human)	4170
GeneID	4170
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MCL1 (NP_068779.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q07820
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eistasche