

Anti-Mcm10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L590

Artikelnummer: CM0024859

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MCM10, einen DNA-Replikationsinitiationsfaktor. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Replikationsstress und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Spezies	Mensch
GeneID	55388
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 616-875 von humanem MCM10 (NP_877428.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7L590
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eistüte