


Anti-Mcm2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Artikelnummer: CM0002601



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches MCM2, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu DNA-Replikation und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Spezies	Mensch
GenelD	4171
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MCM2 (P49736) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49736
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel