


Anti-Mcm2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49736

Artikelnummer: CM0016309



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes MCM2, einen DNA-Replikations-Lizenzierungsfaktor. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für Studien zum Zellzyklus und zur DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4171
GeneID	4171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 360-700 des humanen MCM2 (NP_004517.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49736
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel