


Anti-Mcm3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P25205

Artikelnummer: CM0003123



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes MCM3 (P25205) für Western Blot, IHC, IF, IP und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattenspezifischen Proben. Ideal für Studien zur DNA-Replikation und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4172
GenID	4172
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25205
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel