


Anti-Mcm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P25205

Artikelnummer: CM0013573



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MCM3. Validiert für WB, IP, ELISA und kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für DNA-Replikations- und Zellzyklusforschung. UniProt: P25205.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Spezies	Human
GeneID (Human)	4172
GeneID	4172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-295 von humanem MCM3 (NP_002379.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25205
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel