


Anti-Mcm4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33991

Artikelnummer: CM0010611



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MCM4 für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit MCM4 von Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Replikation und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4173
GenID	4173
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 764-863 von humanem MCM4 (P33991)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33991
Proteinmasse	97 kDa
Versand	Eisbeutel