


Anti-Mcm5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Artikelnummer: CM0025689



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNA-Replikations-Lizenzierungsfaktor MCM5 (CDC46). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Zellzyklus- und DNA-Replikationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Spezies	Human
GenID (Human)	4174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von humanem MCM5 (NP_006730.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P33992
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel