


Anti-Mcm5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Artikelnummer: CM0014895



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MCM5 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem MCM5. Ideal für Studien zur DNA-Replikation und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MCM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4174
GenID	4174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von humanem MCM5 (NP_006730.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33992
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel