


Anti-Mcm6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Elisa - Q14566

Artikelnummer: CM0002825



Einführung

KD-validierter Anti-MCM6 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA; detektiert humanes und murines MCM6 (Q14566), einen Schlüsselfaktor für die DNA-Replikationslizenzierung im CMG-Helikase-Komplex, der die einmalige Replikation pro Zellzyklus sicherstellt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] MCM6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; [KO/KD Validated] MCM6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 601-821 von humanem MCM6 (NP_005906.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14566
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel