


Anti-Mcm6 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Artikelnummer: CM0020505



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MCM6, validiert für Western Blot, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur DNA-Replikation und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 562-821 des humanen MCM6 (NP_005906.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14566
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Kühlakku