


Anti-Mcm7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Artikelnummer: CM0003060



Einführung

Anti-MCM7 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliches MCM7, eine Untereinheit des für die DNA-Replikation essentiellen MCM2-7 Replikations-Helikase. Geeignet für Zellzyklus- und Replikationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCM7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4176
Gen-ID	4176
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem MCM7 (P33993) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33993
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel