


Anti-Mcmbp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bte3

Artikelnummer: CM0030999



Einführung

Anti-MCMBP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Zielt auf das Mini-Chromosomen-Maintenance-Komplex-bindende Protein, einen Schlüsselregulator der DNA-Replikation und der Schwesterchromatiden-Kohäsion. Ideal für Zellzyklus- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCMBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
Spezies	Human
Gen-ID	79892
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-240 von humanem MCMBP (NP_079110.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BTE3
Protein-Molekulargewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel