


Anti-Mcoln2 (Trpml2) Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8lzk6

Artikelnummer: CM0018787



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen menschliches MCOLN2 (TRPML2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der lysosomalen Ionenkanalfunktion, Membranverkehr und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCOLN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	255231
Gen-ID	255231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-275 des menschlichen MCOLN2 (NP_694991.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8IZK6
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel