


Anti-Mct1/Slc16A1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53985

Artikelnummer: CM0025699



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MCT1/SLC16A1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Monocarboxylat-Transports und des Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCT1/SLC16A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6566
GeneID	6566
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 190-245 von menschlichem MCT1 (NP_003042.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53985
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel