

Anti-Mct4/Slc16A3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15427

Artikelnummer: CM0014117

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MCT4/SLC16A3, einen Monocarboxylat-Transporter. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Für Forschungszwecke im Bereich Laktattransport und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCT4/SLC16A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9123
GenID	9123
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 410-465 des humanen MCT4/SLC16A3 entspricht (NP_004198.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15427
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel