

Anti-Mcu Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q8Ne86

Artikelnummer: CM0003439

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MCU, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MCU (40 kDa). Geeignet für Studien zur mitochondrialen Kalziumaufnahme und zellulären Physiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MCU Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Spezies	Human
GeneID (Human)	90550
GeneID	90550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 51-170 von humanem MCU (NP_612366.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE86
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistasche