

Anti-Mcu Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ne86

Artikelnummer: CM0020063



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen mitochondrialen Calcium-Uniporter MCU. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung der mitochondrialen Calciumsignalisierung und zellulären Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	90550
Gen-ID	90550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 51-170 des menschlichen MCU (NP_612366.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE86
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel