

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Mcu-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ne86

Artikelnummer: CM0019927



Einführung

Für WB und ELISA validierter polyklonaler MCU-Antikörper aus Kaninchen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MCU, einen mitochondrialen Calcium-Uniporter, der die ATP-Produktion, die Calcium-Signalübertragung und Signalwege des Zelltods reguliert. Ideal für die Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCU-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Spezies	Mensch
Gen-ID	90550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein entsprechend den Aminosäuren 51-170 des humanen MCU (NP_612366.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE86
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku