


Anti-Mda5 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byx4

Artikelnummer: CM0018852



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MDA5 (IFIH1), einen zytoplasmatischen Sensor für virale RNA und Aktivator der antiviralen angeborenen Immunität. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDA5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; interferon induced with helicase C domain 1
Spezies	Human
GeneID (Human)	64135
GeneID	64135
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BYX4
Proteingewicht	25 kDa/117 kDa
Versand	Eisbeutel