


## Anti-Mdc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14676

Artikelnummer: CM0028405



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MDC1 (NFB1), ein zentrales DNA-Schadens-Checkpoint-Protein, das  $\gamma$ H2AX bindet. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für Studien zu DNA-Reparatur und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MDC1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | NFB1; MDC1                                                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 9656                                                                                                                          |
| GenID             | 9656                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des menschlichen MDC1 (NP_055456.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                        |
| SWISS             | Q14676                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 227 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |