

Anti-Mdh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40925

Artikelnummer: CM0004680



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches MDH1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes MDH1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDH1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4190
GenID	4190
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz aus den Aminosäuren 235-334 von humanem MDH1 (P40925) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40925
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel