

Anti-Mdh1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40925

Artikelnummer: CM0028077



Einführung

Rekombinantes humanes MDH1 (1-334 aa) polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA an Human, Maus, Ratte. Zielt auf zytoplasmatische Malatdehydrogenase im Malat-Aspartat-Shuttle und im Zitronensäurezyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4190
GenID	4190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-334 von humanem MDH1 (NP_005908.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40925
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel