

Anti-Mdh2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40926

Artikelnummer: CM0003133



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes MDH2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-MDH2. Ideal für die Forschung an mitochondrialem Stoffwechsel und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDH2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4191
GenID	4191
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem MDH2 (P40926) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40926
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel