

Anti-Mdm2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0004384



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MDM2, validiert für IHC-P und ELISA. Ein synthetisches Peptid-Immunogen zielt auf die N-terminale Region (aa 101-200) ab. Ideal für die Untersuchung der p53-Ubiquitinierung und onkogener Rollen bei Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDM2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4193
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 101-200 von humanem MDM2 entspricht (NP_001354919.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00987
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel