

Anti-Mdm2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0007415



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MDM2 (HDM2), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der E3-Ubiquitin-Ligase in p53-Signalwegen, Apoptose und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDM2 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4193
GenID	4193
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 des humanen MDM2 entspricht (NP_001354919.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00987
Proteingewicht	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
Versand	Eisbeutel