

Anti-Mdm2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0016011



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MDM2 (HDM2), geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MDM2. Ideal für Studien zur p53-Ubiquitinierung und Krebsforschung. - Q00987

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDM2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4193
GeneID	4193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-430 des humanen MDM2 (NP_001354919.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00987
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku