

Anti-Mdm2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0017174



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MDM2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murine MDM2 (55 kDa), eine E3-Ubiquitin-Ligase und zentralen p53-Regulator, ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4193
Gen-ID	4193
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-330 von menschlichem MDM2 entspricht (NP_001354919.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00987
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel