


Anti-Me1-Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P48163

Artikelnummer: CM0027785



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ME1 (NADP-abhängiges Malatenzym). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande bei ~64 kDa. Geeignet für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ME1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MES; HUMNDME; ME1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4199
Gen-ID	4199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem ME1 (NP_002386.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48163
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel