


Anti-Me2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23368

Artikelnummer: CM0025407



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die humane mitochondriale NAD-abhängige Apfelsäure-Enzym (ME2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; das Immunogen entspricht den Aminosäuren 220-479. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Stoffwechsels und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ME2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ODS1; ME2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4200
GenID	4200
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-479 von humanem ME2 (NP_001161807.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P23368
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel